


Phospho-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 토끼 Pab, Wb용 - P05023

품목 번호: CM0001352



소개

Ser16에서 인산화된 Na⁺/K⁺-ATPase 알파-1 서브유닛을 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 이온 수송 및 신경 장애 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 토끼 pAb
비고/별칭	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
종	사람
유전자 ID	476 (ATP1A1)
면역원	사람 Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2)의 S16 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P05023
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스팩