

Phospho-Nedd4L-S448 Rabbit Pab (Wb, Elisa용) - Q96Pu5

품목 번호: CM0000525



소개

Phospho-NEDD4L-S448 Rabbit pAb는 Ser-448에서 인산화된 내인성 NEDD4L을 검출합니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 유효성이 입증되었습니다. 유비퀴틴화 경로 및 이온 채널 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NEDD4L-S448 Rabbit pAb
비고/별칭	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Phospho-NEDD4L-S448
종	인간
유전자 ID (인간)	23327
유전자 ID	23327
면역원	합성 펩타이드 인간 NEDD4L (NP_001138439.1)의 S448 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96PU5
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백