

Wb, Elisa용 Phospho-Nf-Kb P105-S932 Rabbit Mab - P19838

품목 번호: CM0001889



소개

Western blot 및 ELISA용 NF-κB p105 (Ser932)를 타겟팅하는 인산화 특 토끼 단일클론 항체. 사람, 쥐, 및 랫트 NF-κB p105/p50를 검출하며, 이는 면역 및 염증 신호 전달의 핵심 전사 인자입니다. 경로 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NF-κB p105-S932 Rabbit mAb
비고/별칭	KBFI; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFκB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFκB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NF-κB p105-S932
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	4790
유전자 ID	4790
면역원	합성 펩타이드: 사람 Phospho-NF-κB p105-S932 (NP_001158884.1)의 S932 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)