


Wb, Elisa용 인산화-Nf-Kb P65/Rela-S529 토끼 다클로날 항체 - Q04206

품목 번호: CM0000636



소개

Ser529 인산화를 검출하는 인산화 특이적 NF-kB p65 (RelA) 토끼 폴리클로날 항체; 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증됨; 염증 및 세포 신호 전달 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 Rabbit pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5970
유전자 ID	5970
면역원	합성 펩타이드 - 사람 NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)의 S529 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백