


Wb, Elisa용 Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 토끼 단일클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0001649



소개

Ser536에서 인산화된 인간 NF-kB p65/RelA를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 염증, 면역 및 암 연구에서 NF-kB 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit mAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5970
GeneID	5970
면역원(Immunogen)	인간 NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)의 S536 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)