


Phospho-Nf-Kb P65/RelA-S536 Rabbit Pab - Q04206

품목 번호: CM0001489



소개

세린 536에서 인산화된 NF-kB p65를 검출하는 인산화 특이성 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. NF-kB 신호 전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
종	인간
GeneID	5970 (인간)
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04206
단백질 무게	60kDa
배송	아이스백