


Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) 토끼 다가클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q04206

품목 번호: CM0001905



소개

NF-κB p65/RelA의 Ser468 부위를 타겟팅하는 인산화 특이적 토끼 다가클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. NF-κB 신호 전달, 염증 및 전사 조절 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 Rabbit pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S468
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5970
GeneID	5970
면역원(Immunogen)	사람 Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 (NP_001138610.1)의 S468 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q04206
단백질 분자량(Protein Weight)	60 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)