


인-포스포-Nf-Kb P65/Rela-T505 토끼 다클론항체 - Q04206

품목 번호: CM0001625



소개

Thr505에서 인산화된 NF-kB p65/RelA를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론항체입니다. 인간 샘플을 사용한 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. NF-kB 신호전달, 염증 및 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-포스포-NF-kB p65/RelA-T505 토끼 다클론항체
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; 인-포스포-NF-kB p65/RelA-T505
종	인간
유전자ID (인간)	5970
유전자ID	5970
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백