


Phospho-Nf-Kb2-S866 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q00653

품목 번호: CM0000964



소개

NF- κ B2 (p100/p52)의 S866 인산화 부위에 특이적인 인산화 특이성 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료. 내인성 p100/p52 검출; 마우스와 교차 반응. 비정형 NF- κ B 경로 및 염증 연구에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NF- κ B2-S866 Rabbit mAb
비고/별칭	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- κ B2; p49/p100; Phospho-NF- κ B2-S866
종	인간
GeneID (인간)	4791
GeneID	4791
면역원	합성 펩타이드 인간 Phospho-NF- κ B2-S866 (NP_001070962.1)의 S866 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00653
단백질 무게	97kDa
배송	아이스백