

Phospho-Nf2-S518 토끼 Pab - P35240

품목 번호: CM0000509



소개

Phospho-NF2-S518 토끼 pAb는 세린 518에서 인산화된 내인성 NF2/머린 수준을 검출합니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증되었으며 종양 억제인자 및 히포 신호경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NF2-S518 토끼 pAb
비고/별칭	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518
종	사람
GeneID (사람)	4771
GeneID	4771
면역원	합성 펩타이드: 사람 NF2 (NP_000259.1)의 S518 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P35240
단백질 분자량	70kDa
배송 방법	아이스 팩