

인산화-Nfkb1 (S337) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P19838

품목 번호: CM0001123



소개

S337 부위에서 인산화된 NFkB1을 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 생쥐, 래트와 교차 반응합니다. NF-카파-B 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-NFKB1-S337 토끼 pAb
비고/별칭	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S337
종	인간
유전자ID (인간)	4790
유전자ID	4790
면역원	합성 펩티드 인간 NFKB1 (NP_001158884.1)의 S337 부위 주변의 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P19838
단백질 분자량	50 kDa/105 kDa
배송 방식	아이스백