

Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Polymab® For Wb - P19838

품목 번호: CM0001039



소개

인산화된 NFKB1 (Ser337)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 쥐, 랫트에 반응. 염증 및 면역에서 NF-κB 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
종	인간
유전자 ID (인간)	4790
유전자 ID	4790
면역원	합성 펩타이드: 인간 NFKB1 (NP_001158884.1)의 S337 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	쥐, 랫트
SWISS	P19838
단백질 분자량	50kDa/105kDa
배송	아이스백