

Phospho-Nfkb1-S907 Rabbit Polyclonal Antibody For Western Blot - P19838

품목 번호: CM0001801



소개

인산화된 NF-kappa-B p105/p50의 Western blot 검출을 위해 검증된 고품질 인산화 특이적 NFKB1 (pS907) 토끼 폴리클론 항체. 염증, 면역 및 암 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NFKB1-S907 Rabbit pAb
비고/별칭	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907
종	인간
유전자 ID	4790
면역원	인간 NFKB1의 S907 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스팩