

Phospho-Nfkb1-S927 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P19838

품목 번호: CM0001388



소개

인간 NFKB1 (Ser927)의 인산화 형태에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 샘플을 사용하는 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 염증, 면역 및 암 연구에서 NF-kappa-B 신호 전달을 연구하는 데 유용한 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-NFKB1-S927 Rabbit pAb
비고/별칭	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927
종(Species)	Human
GeneID	4790
항원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 NFKB1 (NP_001158884)의 S927 부위 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)