

Phospho-Nmdar1-S896 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q05586

품목 번호: CM0000754



소개

Phospho-NMDAR1-S896 Rabbit pAb는 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 세린 896에서 인산화된 글루타메이트 수용체 이온성 NMDA 1을 특이적으로 검출합니다. 신경과학 연구에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NMDAR1-S896 Rabbit pAb
비고/별칭	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896
종	인간
유전자 ID (인간)	2902
유전자 ID	2902
면역원	합성 펩타이드 인간 NMDAR1 (NP_015566.1)의 S896 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q05586
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩