


인산화-P38 Mapk-T180 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q16539

품목 번호: CM0001483



소개

인산화된 p38 MAPK(Thr180)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트 MAPK14와 교차 반응합니다. 스트레스 활성화 키나아제 신호 전달 및 염증 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-p38 MAPK-T180 토끼 pAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180
종	인간
유전자ID (인간)	1432
유전자ID	1432
면역원	인간 MAPK T180 주변의 합성 인산화 펩티드 (NP_620581.1)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송 방법	아이스백