


Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

품목 번호: CM0001968



소개

인간 p38 MAPK의 인산화된 T180/Y182을 검출하는 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. MAPK 경로 및 스트레스 반응 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
비고/별칭	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSBP1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
종	인간
유전자 ID (인간)	1432
유전자 ID	5600/6300/5603/1432
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
단백질 분자량	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
배송	아이스백