


Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

품목 번호: CM0001283



소개

Phospho-p38 MAPK (T180/Y182) 토끼 폴리클로날 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 p38 알파를 검출합니다. 염증 및 스트레스 신호 전달 연구에 적합합니다. Q16539.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
종	인간
유전자 ID (인간)	1432
면역원	인간 p38 MAPK (NP_620581.1)의 T180 & Y182 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩