


Phospho-P53-S33 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P04637

품목 번호: CM0001629



소개

세린 33에서 인산화된 p53을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 p53과 특이적으로 반응합니다. 세포사멸, 세포 주기 및 암 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p53-S33 Rabbit mAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
종	인간
유전자 ID	7157
면역원	인간 Phospho-p53 (S33) (NP_000537.3)의 S33 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백