


## 인산화-P53-S37 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P04637

품목 번호: CM0001327



### 소개

Ser37에서 인산화된 p53을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. p53 신호 전달, 세포 주기 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 제품명         | 인산화-p53-S37 토끼 pAb                         |
| 비고/별칭       | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 인산화-p53-S37 |
| 종           | 인간                                         |
| 유전자 ID (인간) | 7157                                       |
| 유전자 ID      | 7157                                       |
| 면역원         | 인간 p53의 S37 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_000537.3)   |
| 기원          | 토끼                                         |
| 카테고리        | 인산화 항체                                     |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                |
| SWISS       | P04637                                     |
| 단백질 분자량     | 44kDa                                      |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                      |