


Wb, Elisa용 Phospho-P53-S376 토끼 단일클론 항체 - P04637

품목 번호: CM0001704



소개

세린 376에서 인산화된 p53을 검출하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며, 사람 및 쥐 p53과 반응합니다. 세포 사멸, 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p53-S376 Rabbit mAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S376
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7157
GeneID	7157
면역원	합성 펩타이드 사람 p53(P04637)의 S376 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)