


Phospho-P53-S6 Rabbit Pab - P04637

품목 번호: CM0001479



소개

세린 6에서 인산화된 인간 p53을 표적으로 하는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Phospho-p53-S6 Rabbit Polyclonal Antibody. 세포사멸 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-S6 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S6
종	인간
GeneID (인간)	7157
GeneID	7157
면역원	합성 펩타이드 인간 p53 (NP_000537.3)의 S6 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백