


Phospho-P53-S9 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - P04637

품목 번호: CM0001146



소개

Phospho-p53-S9 토끼 단클론 항체는 세린 9에서 인산화된 인간 p53을 검출하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 세포자멸사, 세포주기, 종양억제 연구에서 WB와 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-S9 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
종	인간
유전자ID	7157
면역원	합성 펩티드 - 인간 p53(P04637)의 S9 주변 영역에서 합성된 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩