


Phospho-P53-T18 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P04637

품목 번호: CM0001111



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 Phospho-p53(Thr18) 토끼 다클론 항체입니다. 세포 주기 정지, 세포자살, DNA 복구에 관여하는 핵심 종양 억제 단백질인 인간 p53을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-T18 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T18
종	인간
유전자 ID	7157
면역원	인간 p53 (NP_000537.3)의 T18 부위 합성 인산화 펩타이드
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩