


Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit Pab - P23443

품목 번호: CM0001849



소개

T389에서 내인성 인산화 p70 S6 Kinase 1을 검출하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 사람, 쥐, 랫드와의 교차 반응성이 입증되었습니다. mTOR 경로 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit pAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6198
GeneID	6198
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 P70S6K1 (NP_001258989.1?)의 T389 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)