


Wb, If/Icc, Elisa용 인산화-P70 S6 키나제 1-T421/S424 토끼 Mab - P23443

품목 번호: CM0001517



소개

사람, 쥐, 랫드에 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 인산화-p70 S6 키나제 1-T421/S424 토끼 단일클론 항체입니다. mTOR 신호 전달, 세포 성장 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-p70 S6 키나제 1-T421/S424 토끼 mAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; 인산화-p70 S6 키나제 1-T421/S424
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6198
유전자 ID	6198
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 인산화 S6K1(NP_001258989.1)의 T421&S424 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)