


Wb, Elisa용 인-T421/S424 인산화 P70 S6 키나아제 1 토끼 다클론 항체 - P23443

품목 번호: CM0000523



소개

인산화된 p70 S6 키나아제 1(T421/S424)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐 샘플에 적합하며 mTOR 신호 전달 및 세포 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-T421/S424 인산화 p70 S6 키나아제 1 토끼 pAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
종	사람
유전자 ID (사람)	6198
유전자 ID	6198
면역원	합성 펩티드 사람 RPS6KB1(NP_001258989.1)의 T421 및 S424 부위를 포함하는 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩