


포스포-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 토끼 Pab - Q15418

품목 번호: CM0001423



소개

Ser363에서 인산화된 인간 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1을 표적으로 하는 포스포 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 83 kDa 단백질을 검출합니다. 키나아제 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363 토끼 pAb
비고/별칭	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; 포스포-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
종	인간
유전자ID (인간)	6195
유전자ID	6195
면역원	합성 펩타이드 인간 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2)의 S363 주변의 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q15418
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩