


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q15418

품목 번호: CM0000714



소개

Ser380 위치의 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1을 표적으로 하는 인 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IP, ELISA로 검증되었습니다. MAPK/ERK 신호 전달, 세포 성장, 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 토끼 pAb
비고/별칭	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
종	인간
유전자ID	6195
면역원	인간 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2)의 S380 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15418
단백질 분자량	83kDa
배송 방식	아이스 팩