


포스포-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 토끼 다클론항체 - Q15418

품목 번호: CM0000916



소개

Thr348 위치에서 인산화된 p90Rsk/RSK1을 표적으로 하는 포스포 특이적 토끼 다클론항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 신호전달 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 토끼 다클론항체
비고/별칭	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
종	인간
유전자 ID	6195
면역원	인간 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1의 T348 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15418
단백질 분자량	83kDa
배송 방법	아이스 팩