

Wb & Elisa용 Phospho-Pak2-S20 토끼 다클로날 항체 - Q13177

품목 번호: CM0000975



소개

Phospho-PAK2 (S20) 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA를 통해 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 인산화된 PAK2를 검출합니다. PAK2 신호 전달, 세포 사멸(apoptosis), 및 세포골격 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb
비고/별칭	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	5062
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13177
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)