

인산화-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 토끼 단클론 항체 - O96013

품목 번호: CM0000848

소개

WB 및 ELISA 응용 분야용 인산화-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 표적을 검출합니다. 신호 전달 연구에서 인산화된 PAK 계열 키나아제에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 토끼 mAb
비고/별칭	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
종	인간
유전자 ID (인간)	10298/57144/56924
유전자 ID	10298/57144/56924
면역원	합성 펩티드 - 인간 PAK4(O96013)의 S474 주변의 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O96013(PAK4-항원), Q9P286(PAK5), Q9NQU5(PAK6)
단백질 분자량	64, 80, 75 kDa
배송	아이스팩