


Wb 및 Elisa용 Phospho-Paxillin (Y118) 토끼 다클로날 항체 - P49023

품목 번호: CM0000723



소개

티로신 118에서 인산화된 팍실린(Paxillin)을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람(Human) 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 65 kDa 밴드를 검출합니다. 초점 접합(focal adhesion) 및 세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Paxillin-Y118 Rabbit pAb
비고/별칭	Paxillin; PXN; paxillin; Phospho-Paxillin-Y118
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	5829
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P49023
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)