

Wb, Elisa용 Phospho-Pdgfr Alpha-Y1018 Rabbit Pab - P16234

품목 번호: CM0000481



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Phospho-PDGFR alpha-Y1018 토끼 다클로날 항체입니다. Y1018에서 인산화된 인간 PDGFRA를 검출합니다. PDGF 신호 전달, 세포 증식 및 수용체 티로신 키나제 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
종	Human (인간)
GeneID	5156
면역원	Synthetic peptide (합성 펩타이드)
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P16234
단백질 분자량	123kDa
배송	Ice bag (얼음팩)