

Wb, Elisa용 Phospho-Pdgfr Alpha-Y849 Rabbit Pab - P16234

품목 번호: CM0000735



소개

Phospho-PDGFR alpha-Y849 Rabbit pAb는 티로신 849에서 인산화된 인간 PDGFRA를 검출합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 이 항체는 PDGF 신호 전달, 세포 증식 및 발달에 대한 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PDGFR alpha-Y849 Rabbit pAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y849
종(Species)	Human
GeneID (인간)	5156
GeneID	5156
면역원	합성 펩타이드: 인간 PDGFRA (NP_006197.1)의 Y849 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P16234
단백질 크기	123kDa
배송	아이스 팩