


Wb 및 Elisa용 Phospho-Pdgfrb-Y740 Rabbit Pab - P09619

품목 번호: CM0001596



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-PDGFRB-Y740 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 및 마우스의 Y740에서 인산화된 PDGFRB를 검출합니다. 세포 증식, 이동 및 심혈관 발달 과정의 PDGF 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PDGFRB-Y740 Rabbit pAb
비고/별칭	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y740
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5159
GeneID	5159
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 PDGFRB (NP_002600.1)의 Y740 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P09619
단백질 분자량	124kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)