

Phospho-Pdha1-S293 Rabbit Mab - P08559

품목 번호: CM0000421



소개

WB, IP, ELISA에서 인간, 마우스, 랫트로 검증된 Phospho-PDHA1-S293 토끼 단일클론 항체입니다. 해당 항체는 해당(TCA) 회로와 당분해를 연결하는 미토콘드리아 피루브산 탈수소효소 소단위인 PDHA1의 인산화된 Ser293을 검출하며, 대사 질환 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PDHA1-S293 Rabbit mAb
비고/별칭	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	5160
Gene ID	5160
면역원(Immunogen)	Synthetic Peptide (합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P08559
단백질 분자량	43 kDa
배송(Shipping)	아이스팩