

인산화-Pdk1/Pdpk1-S241 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - O15530

품목 번호: CM0000865



소개

이 인산화 특이성 토끼 단클론 항체는 세린 241에서 인산화된 PDK1(PDPK1)을 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 세포 신호 전달에서 핵심 AGC 키나아제 조절 인자인 인간 3-포스포이노시티드 의존성 단백질 키나아제 1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PDK1/PDPK1-S241 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
종	인간
유전자 ID (인간)	5170
유전자 ID	5170
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15530
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩