

Phospho-Pdk1/Pdpc1-S241 Rabbit Pab - O15530

품목 번호: CM0000918



소개

인산화 특이적 토끼 다클로날 항체는 Ser241에서 인산화된 PDK1(PDPK1, 63 kDa)을 검출합니다. 사람, 쥐, 랫트 교차 반응성으로 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인슐린 신호 전달, 암 및 키나제 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit pAb
비고/별칭	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5170
유전자 ID	5170
면역원	합성 펩타이드 - 사람 PDK1/PDPK1 (NP_002604.1)의 S241 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15530
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)