


Wb, If/Icc, Elisa용 인산화 Pdk1/Pdpk1-S241 토끼 다클론 항체 - O15530

품목 번호: CM0001899



소개

세린 241에서 PDK1/PDPK1을 표적으로 하는 인산화 특이 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인슐린 신호 전달, 세포 증식 및 생존 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화 PDK1/PDPK1-S241 토끼 pAb
비고/별칭	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; 인산화 PDK1/PDPK1-S241
종	인간
유전자 ID (인간)	5170
유전자 ID	5170
면역원	합성 펩타이드: 인간 PDK1/PDPK1의 S241 주변 잔기와 일치하는 인산화 특이 펩타이드
출처	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O15530
단백질 무게	63kDa
배송	얼음 주머니