

## Phospho-Pea15-S104 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

품목 번호: CM0001172



### 소개

Phospho-PEA15-S104 토끼 폴리클로날 항체(pAb)는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 PEA15를 검출하며, 쥐와 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 표적 분자량은 약 15kDa입니다. 세포자살, 포도당 수송, MAPK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-PEA15-S104 Rabbit pAb                                                       |
| 비고/별칭       | PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104 |
| 종           | 인간                                                                                  |
| GeneID (인간) | 8682                                                                                |
| GeneID      | 8682                                                                                |
| 면역원         | 인간 PEA15 (NP_003759.1)의 S104 주변 합성 인산화 펩타이드                                         |
| 원천          | 토끼                                                                                  |
| 분류          | 인산화 항체                                                                              |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 쥐, 래트                                                                           |
| SWISS       | Q15121                                                                              |
| 단백질 분자량     | 15kDa                                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                                |