

Phospho-Pea15-S104 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15121

품목 번호: CM0000859



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB와 ELISA로 검증된 Phospho-PEA15-S104 토끼 다클론 항체 (15 kDa)입니다. 세포자멸사와 포도당 수송 조절 단백질 PEA-15의 인산화된 S104 부위에 특이적으로 결합하며, 당뇨병 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PEA15-S104 토끼 pAb
비고/별칭	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
종	인간
유전자 ID	8682
면역원	인간 PEA15 (NP_003759.1)의 S104 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15121
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백