

Wb, Elisa용 Phospho-Pfkfb2-S483 토끼 다클로날 항체 - O60825

품목 번호: CM0001083



소개

Ser483에서 인산화된 PFKFB2에 특이적인 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었으며, 심장 과당-2,6-이인산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PFKFB2-S483 Rabbit pAb
비고/별칭	PFK-2/FBPase-2; Phospho-PFKFB2-S483
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5208
유전자 ID	5208
면역원	합성 펩타이드 사람 PFKFB2 (NP_006203.2)의 S483 부근을 둘러싼 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	O60825
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백