


Phospho-Pi3Kp85A/P55Γ/P85B-Y467/Y464/Y199 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P27986 / O00459 / Q92569

품목 번호: CM0001669



소개

PI3K 조절 소단위 p85α, p55γ, p85β (인산화 Y467/Y464/Y199)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB에 대해 검증되었습니다. PI3K 신호 전달, 암 및 대사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 Rabbit pAb
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
면역원	Synthetic peptide - A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y467 of human PIK3R1/2/3
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P27986/O00459/Q92569
단백질 분자량	42-54kDa/81-84kDa
배송	아이스백