


인산화-Pka C-알파 (Prkaca)-T197 토끼 다클론 항체 - P17612

품목 번호: CM0001951



소개

WB 및 ELISA에서 유효성이 검증된 인산화-PKA C-알파 (PRKACA)-T197 토끼 다클론 항체입니다. 트레오닌 197 위치에서 인산화된 인간, 마우스, 래트 PRKACA를 인식합니다. 키나아제 신호 전달 및 인산화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PKA C-알파 (PRKACA)-T197 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197
종	인간
유전자 ID (인간)	5566
유전자 ID	5566
면역원	합성 펩타이드: 인간 PKA C-알파 (PRKACA) (NP_002721.1)의 T197 부위 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17612
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩