

Wb 및 Elisa용 Phospho-Pka Riiα (Prkar2A)-S99 Rabbit Mab - P13861

품목 번호: CM0001208



소개

PRKAR2A의 Ser99를 타겟팅하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체. 사람 및 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. cAMP 신호 전달 및 PKA 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99 Rabbit mAb
비고/별칭	PKR2; PRKAR2; Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5576
GeneID	5576
면역원	합성 펩타이드 - 사람 PRKAR2A/PKR2 (P13861)의 S99 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P13861
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩 (Ice bag)