


Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17252

품목 번호: CM0001851



소개

Phospho-PKC alpha (S657/Y658) rabbit polyclonal antibody validated for WB and ELISA. Detects phosphorylated human PKC alpha (77 kDa), a key kinase in cell proliferation, apoptosis, and cancer biology.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Rabbit pAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
종	인간
GeneID (Human)	5578
GeneID	5578
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17252
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩