


Wb, Elisa용 인산화-Pkc Alpha-T410+Pkc Delta-T410 토끼 Mab - P17252 / Q05655

품목 번호: CM0000833



소개

인산화-PKC alpha-T410+PKC delta-T410 토끼 mAb은 인간 PKC alpha 및 PKC delta의 인산화된 T410을 검출합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 세포 신호 전달 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-PKC alpha-T410+PKC delta-T410 토끼 mAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; 인산화-PKC alpha-T410+PKC delta-T410
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5578/5580
GeneID	5578/5580
면역원	합성 펩타이드 인간 PRKCZ(NP_002735.3)의 T410 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P17252/Q05655
단백질 분자량	76kDa/77kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)