


Wb, Elisa용 인 Pkc Alpha-T638 + Pkc Beta Ii-T641 토끼 단클론 항체 - P17252/P05771

품목 번호: CM0001106



소개

PKC 알파(Thr638)와 PKC 베타 II(Thr641)를 검출하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플을 사용한 WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 암, 심장 생물학 및 염증 연구에서 PKC 신호 전달 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
종	인간
유전자 ID (인간)	5578/5579
유전자 ID	5578/5579
면역원	인간 PRKCA (NP_002728.2)의 T638 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17252/P05771
단백질 분자량	76kDa/77kDa
배송 방식	아이스백