


Phospho-Pkc Alpha-T638 Rabbit Mab - P17252

품목 번호: CM0000945



소개

WB, ELISA용 Anti-Phospho-PKC alpha-T638 Rabbit Monoclonal Antibody. 사람 및 마우스 샘플에서 T638에서 인산화된 PKC alpha를 검출하며, 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC alpha-T638 Rabbit mAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5578
GeneID	5578
면역원	합성 펩타이드 사람 PKC alpha (P17252)의 T638 부근의 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P17252
단백질 크기	77kDa
배송	아이스 백(Ice bag)